




**KNOWMEDICAL**



**SERODRAIN**  
Drenaggi Post-Operatori  
*Post-Surgery Drainages*



# GAMMA DI PRODOTTI GAMMA DI PRODOTTI


**Knowmedical** nella gamma dei suoi prodotti ha introdotto anche una serie di articoli per drenaggi post-operatori, che si suddividono in 4 gruppi, quali:

- **Set completi di aspirazione** di sangue ed essudati da ferite post operatorie, formati da soffietti e bottiglie alto vuoto di varie capacità e valori di pressione negativa collegati a cateteri Redon od eventuali sacche di scarico
- **Accessori per mantici**, quali sacche di ricambio
- **Cateteri Redon** di diverse misure con linea RX, con o senza ago Trocar.
- **Cateteri toracici in PVC DEHP-FREE** con linea RX per il controllo di un giusto posizionamento sulle ferita, forniti con o senza ago Trocar dritti o angolari.



# RANGE OF PRODUCTS RANGE OF PRODUCTS

In its products, **Knowmedical** has created a range of post-surgery drainages, divided in 4 groups:

- **Complete set of aspiration** for blood, exudates from wounds, composed by bellows and high vacuum bottle of different capacities and values of negative pressure linked to Redon catheters or bags with drain-pipe
  - **Accessories for bellow**, as bags
  - **Redon Catheters** in different sizes with RX line with or without Trocar needle.
  - **Thoracic catheters in PVC DEHP-FREE** with RX line are used to control the right position of the catheter in the wound; they can be supplied with or without Trocar needle and straight or cross.
- 

## Mantici · Bellows

Mantice per drenaggio a 1 connettore con sacca di scarico 500ml a circuito chiuso  
Bellow for drainage with 1 connector with closed circuit 500ml drain bag

CODICE CODE	CAPACITA' CAPACITY (ml)	ATTACCO REDON (diametro Esterno) REDON ADAPTABLE (Outer diameter)	ASPIRAZIONE INIZIALE VAACUM PRESSURE (mm/Hg)	IMBALLO PACKAGING
411.250.080	150/250	6 CH + 18 CH	Senza molla Without spring	20
411.250.150	150/250	6 CH + 18 CH	-150	20
411.250.250	150/250	6 CH + 18 CH	-250	20
411.500.080	500	6 CH + 18 CH	Senza molla Without spring	20
411.500.150	500	6 CH + 18 CH	-150	20
411.500.250	500	6 CH + 18 CH	-250	20
411.500.350	500	6 CH + 18 CH	-350	20

Mantici per drenaggio ad 1 connettore – senza scarico  
Bellows for drainage with 1 connector – without drain pipe

CODICE CODE	CAPACITA' CAPACITY (ml)	ATTACCO REDON (diametro Esterno) REDON ADAPTABLE (Outer diameter)	ASPIRAZIONE INIZIALE VAACUM PRESSURE (mm/Hg)	IMBALLO PACKAGING
101.050.080	50 (Pediatric)	6 CH + 18 CH	Senza molla Without spring	50
101.150.080	150/250	6 CH + 18 CH	Senza molla Without spring	20
101.150.150	150/250	6 CH + 18 CH	-150	20
101.150.250	150/250	6 CH + 18 CH	-250	20
101.500.080	500	6 CH + 18 CH	Senza molla Without spring	20
101.500.150	500	6 CH + 18 CH	-150	20
101.500.250	500	6 CH + 18 CH	-250	20
101.500.350	500	6 CH + 18 CH	-350	20



## Cateteri Redon · Redon Catheters


Catetere per drenaggio Redon PVC DEHP-FREE con linea RX e ago Trocar DEHP-FREE PVC Redon drainage catheter with RX line and Trocar Needle				
CODICE CODE	CATETERE Ø est. x lungh. CATHETER Outer Ø x LENGTH. (CH x mm)	PERFORAZIONE CATETERE CATHETER PERFORATION (lunghezza-LENGTH mm)	IMBALLO INTERNO INNER PACKAGING	IMBALLO ESTERNO EXTERNAL PACKAGING
RAP0614	06 CH x 500	140	50	200
RAP0814	08 CH x 500	140	50	200
RAP1014	10 CH x 500	140	50	200
RAP1214	12 CH x 500	140	50	200
RAP1414	14 CH x 500	140	50	200
RAP1614	16 CH x 500	140	50	200
RAP1814	18 CH x 500	140	50	200

Catetere per drenaggio Redon PVC DEHP-FREE con linea RX DEHP-FREE PVC Redon drainage catheters with RX line				
CODICE CODE	CATETERE Ø est. x lungh. CATHETER Outer Ø x LENGTH. (CH x mm)	PERFORAZIONE CATETERE CATHETER PERFORATION (lunghezza-LENGTH mm)	IMBALLO INTERNO INNER PACKAGING	IMBALLO ESTERNO EXTERNAL PACKAGING
REPO614	06 CH x 500	140	50	200
REPO814	08 CH x 500	140	50	200
REPI014	10 CH x 500	140	50	200
REPI214	12 CH x 500	140	50	200
REPI414	14 CH x 500	140	50	200
REPI614	16 CH x 500	140	50	200
REPI814	18 CH x 500	140	50	200




## Cateteri Toracici · Thoracic Catheters

Catetere toracico dritto in PVC DEHP-FREE con linea RX Thoracic straight catheter DEHP-FREE PVC with RX line			
CODICE CODE	CATETERE Ø est. x lungh. CATHETER Outer Ø x LENGTH. (CH x mm)	IMBALLO INTERNO INNER PACKAGING	IMBALLO ESTERNO EXTERNAL PACKAGING
RDP0850	08 CH X 450	10	150
RDP1050	10 CH x 450	10	150
RDP1250	12 CH X 450	10	150
RDP1450	14 CH X 450	10	150
RDP1650	16 CH x 450	10	150
RDP1850	18 CH x 450	10	150
RDP2050	20 CH x 450	10	150
RDP2250	22 CH x 450	10	150
RDP2450	24 CH x 450	10	150
RDP2650	26 CH x 450	10	150
RDP2850	28 CH x 450	10	150
RDP3050	30 CH x 450	10	150
RDP3250	32 CH x 450	10	150
RDP3450	34 CH x 450	10	150
RDP3650	36 CH x 450	10	150
RDP3850	38 CH x 450	10	150
RDP4050	40 CH x 450	10	150



## Cateteri Toracici · Thoracic Catheters

Catetere toracico angolato in PVC DEHP-FREE con linea RX Thoracic cross catheter DEHP-FREE PVC with RX line		
CODICE CODE	CATETERE Ø est. x lungh. CATHETER Outer Ø x LENGTH. (CH x mm)	IMBALLO INTERNO INNER PACKAGING
RCP0850	08 CH X 450	150
RCP1050	10 CH X 450	150
RCP1250	12 CH X 450	150
RCP1450	14 CH X 450	150
RCP1650	16 CH x 450	150
RCP1850	18 CH x 450	150
RCP2050	20 CH x 450	150
RCP2250	22 CH x 450	150
RCP2450	24 CH x 450	150
RCP2850	28 CH x 450	150
RCP3050	30 CH x 450	150
RCP3250	32 CH x 450	150
RCP3450	34 CH x 450	150
RCP3650	36 CH x 450	150
RCP3850	38 CH x 450	150
RCP4050	40 CH x 450	150




## Cateteri Toracici · Thoracic Catheters

Catetere toracico in PVC DEHP-FREE con linea RX e ago Trocar Thoracic catheter DEHP-FREE PVC with RX line and Trocar needle			
CODICE CODE	CATERE Ø est. x lungh. CATHETER Outer Ø x LENGTH (CH x mm)	IMBALLO INTERNO INNER PACKAGING	IMBALLO ESTERNO EXTERNAL PACKAGING
RRP0822	08 CH x 220	10	150
RRP1022	10 CH x 220	10	150
RRP1225	12 CH x 250	10	150
RRP1425	14 CH X 250	10	150
RRP1625	16 CH x 250	10	150
RRP1825	18 CH x 250	10	150
RRP2040	20 CH x 400	10	150
RRP2240	22 CH X 400	10	150
RRP2440	24 CH x 400	10	150
RRP2840	28 CH x 400	10	150
RRP3040	30 CH X 400	10	150
RRP3240	32 CH x 400	10	150
RRP3640	36 CH x 400	10	150
RRP4040	40 CH X 400	10	150
RRP4240	42 CH X 400	10	150



## Bottiglia Alto vuoto per drenaggio post-operatorio High Vacuum Bottle for post-surgical drainage



## Bottiglia Alto vuoto per drenaggio post-operatorio High Vacuum Bottle for post-surgical drainage

Bottiglie Alto Vuoto per drenaggio post-operatorio High Vacuum Bottle for post-surgery drainage			
CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ML	IMBALLO PACKAGING
300.200.000	BOTTIGLIA ALTO VUOTO CON PROLUNGA D'ASPIRAZIONE HIGH VACUUM BOTTLE WITH EXT. TUBE	200	60
300.400.000	BOTTIGLIA ALTO VUOTO CON PROLUNGA D'ASPIRAZIONE HIGH VACUUM BOTTLE WITH EXT. TUBE	400	35
300.600.000	BOTTIGLIA ALTO VUOTO CON PROLUNGA D'ASPIRAZIONE HIGH VACUUM BOTTLE WITH EXT. TUBE	600	35
000.200.000	RICAMBIO - BOTTIGLIA ALTO VUOTO REPLACEMENT HIGH VACUUM BOTTLE	200	60
000.400.000	RICAMBIO - BOTTIGLIA ALTO VUOTO REPLACEMENT HIGH VACUUM BOTTLE	400	35
000.600.000	RICAMBIO - BOTTIGLIA ALTO VUOTO REPLACEMENT HIGH VACUUM BOTTLE	600	35

## SISTEMA CHIUSO DRENAGGIO TORACICO Adatto per drenaggio pleurico nelle procedure cardio-toraciche **CHEST DRAINAGE BOTTLE** Suitable for pleural drainage in cardiothoracic procedures

ML	IMBALLO PACKAGING
2000	8
1200	12
500	15



KnowMedical Srl  
Via Guido Rossa, 36  
Zona Industriale Gerbolina  
460119 - Viadana (MN) Italy



TEL +39 0375 781 774  
FAX +39 0375 785933



info@knowmedical.com



Knowmedical



knowmedical.com



**KNOWMEDICAL**