


K
N
O
W
M
E
D
I
C
A
L

Aghi Fistola e Accessori Dialisi



*Fistula needle
and Dialysis items*

Aghi Fistola - *Fistula needles*



➤ Su richiesta sono disponibili nelle seguenti versioni:

- Con dispositivo di sicurezza SECURITY
- Due aghi fistola in unica confezione

The following versions are available on request:

- *with SECURITY device*
- *Two fistula needle in the same blister*

➤ Siliconatura interna per facilitare la scorrevolezza del sangue


Silicone inside to easier the flowingness of blood

Ago fistola con foro laterale, farfalla girevole, tubo cm.30 e L.L. femmina <i>Fistula needle with back eye, rotating butterfly, tube cm.30 e female L.L.</i>				
CODICE CODE	GAUCE	Ø ESTERNO OUTER Ø	IMBALLO INTERNO INNER PACKAGING	IMBALLO ESTERNO OUTER PACKAGING
FN153018BRC-O	15G	1,8 ± 0,020 mm	50	300
FN163016BRC-O	16G	1,65 ± 0,020 mm	50	300
FN173015BRC-O	17G	1,47 ± 0,020 mm	50	300

Ago fistola con foro laterale, farfalla girevole, tubo cm.15 e L.L. femmina <i>Fistula needle with back eye, rotating butterfly, tube cm.15 e female L.L.</i>				
CODICE CODE	GAUCE	Ø ESTERNO OUTER Ø	IMBALLO INTERNO INNER PACKAGING	IMBALLO ESTERNO OUTER PACKAGING
FN151518BRC-O	15G	1,8 ± 0,020 mm	50	300
FN161516BRC-O	16G	1,65 ± 0,020 mm	50	300
FN171515BRC-O	17G	1,47 ± 0,020 mm	50	300

Aghi fistola con dispositivo di sicurezza

Fistula needles with security system



Dispositivo non attivato - *Off device*



Dispositivo attivato - *On device*

Ago fistola con foro laterale, farfalla girevole, tubo cm.30 e L.L. femmina e dispositivo di sicurezza assemblato

Fistula needle with back eye, rotating butterfly, tube cm.30 e female L.L. and preassembled security system

CODICE CODE	GAUGE	Ø ESTERNO AGO OUTER NEEDLE Ø	IMBALLO INTERNO INNER PACKAGING	IMBALLO ESTERNO OUTER PACKAGING
FN153018BRP-O	15G	1,8 ± 0,020 mm	50	300
FN163016BRP-O	16G	1,65 ± 0,020 mm	50	300
FN173015BRP-O	17G	1,47 ± 0,020 mm	50	300

Su richiesta sono disponibili varie lunghezze. *Various lengths are available on request.*

Dialisi con ago singolo - *Single needle dialysis*



Ago fistola per dialisi in monoago con tubo 30 cm, farfalla girevole, raccordo ad Y direttamente sull'ago fistola, con clamp e Luer Lock femmina.

Fistula needle for dialysis with tube cm. 30, rotating butterfly, y connector on the fistula needle, clamp and e female L.L.

CODICE CODE	GAUGE	Ø ESTERNO AGO OUTER NEEDLE Ø	IMBALLO INTERNO INNER PACKAGING	IMBALLO ESTERNO OUTER PACKAGING
FN153018BRS-O	15G	1,8 ± 0,020 mm	50	300
FN163016BRS-O	16G	1,65 ± 0,020 mm	50	300
FN173015BRS-O	17G	1,47 ± 0,020 mm	50	300

Su richiesta sono disponibili varie lunghezze. *Various lengths are available on request.*

Y Connector

Ref: EL066102-O

Connettore a y per diramazione alle linee venose ed arteriose con identificazione di clamp rossa e blu.
Y connector for branching to the venous and arterial lines with Identification of red and blue clamp.



Confezionamento/ Packaging

100 pezzi scatola interna cm.37,5x18,5x22H

300 pezzi per cartone esterno cm.40x60x27H

- 100 pcs in a inner box cm.37,5x18,5x22H

- 300 pcs for outer box cm. 40x60x27H

Deflussore - Infusion set

Ref: IS538060-O

Deflussore per eventuali infusioni mirate applicando lo stesso ad una linea laterale di reinfusione

Deflussore a 1 via senza filtro soluzione in PVC con raccordo Y I.I. femmina e tappo I.I. maschio chiuso avvitato, roller e raccordo terminale I.I. maschio.

Infusion administration set connecting this to lateral way of reinfusion

1 way infusion set without solution filter in PVC, Y connector female I.I. with screwed male I.I. cap, roller and male I.I. patient connector



Accessori dialisi - Dialysis items

Per completare la gamma degli aghi fistola come articoli accessori alla dialisi, Knowmedical ha introdotto le bende e le pinze premifistola e i kit attacco e stacco dialisi.

Le bende premifistola sono vendute in confezione singola sterile, un solo pezzo per confezione (da utilizzarsi nella dialisi ago singolo) o due pezzi per confezione (da utilizzarsi nella dialisi standard).

Le bende possono avere la benda in cotone anallergico oppure la benda coesiva che non ha bisogno del cerotto per poter essere fissata al braccio del dializzato. Possono esserci, inoltre due diversi tipi di tampone: quello quadrato (foam espanso 100% polietilene) e quello rotondo (foam PolivinilAlcol) che goccia dopo goccia si gonfia sempre più dando maggior compressione alla fistola.

I kit attacco stacco per dialisi, invece, sono kit confezionati in blister singolo contenenti vari componenti in garza, cotone, tnt, cerotto, ecc. che servono durante la procedura di inizio e fine dialisi. Oltre ai modelli standard possono essere personalizzati su richiesta dal cliente.

In order to complete fistula needle range as accessories of dialysis treatment, Knowmedical has introduced fistula bandage and clamps also on-off kits.

Fistula bandage are sold in single pack, only one piece per blister (for use in single needles dialysis) or two pieces per blister (for use in standard dialysis).

Bandage could be in hypoallergenic cotton or in self adhesive fixing that has no need of plaster for fixing on patient arm.


They could have two different swab: one is square (expanded foam 100% polyethylene and no woven) and one is round (foam PVA) which drop after drop swell more and more giving compression to the fistula.

On off kit are packed in single blister and they contain many components in cotton, gauze, no-woven, plaster, gloves, dressing, etc.

Which are necessary during start and end dialysis procedure they are standard kits and we can customize on request.



Benda coesiva con tampone push



CODICE CODE	TIPO BENDA TYPE OF BANDAGE
BLK99601-O	N.1 BENDA BIANCA COESIVA CON PUSH <i>N.1 WHITE SELF-ADHESIVE BANDAGE WITH PUSH FOAM PRESSURE COMPRESS</i>
BLK99602-O	N.2 BENDE BIANCHE COESIVE CON PUSH <i>N.2 WHITE SELF-ADHESIVE BANDAGE WITH PUSH FOAM PRESSURE COMPRESS</i>
BLK99701-O	N.1 BENDA BIANCA COTONE PUSH + CEROTTO <i>N.1 COTTON BANDAGE WITH PUSH FOAM PRESSURE COMPRESS AND PLASTER</i>
BLK99702-O	N.2 BENDA BIANCA COTONE PUSH + CEROTTO <i>N.2 COTTON BANDAGE WITH PUSH FOAM PRESSURE COMPRESS AND PLASTER</i>



CODICE CODE	TIPO BENDA TYPE OF BANDAGE
BLK99801-O	N.1 BENDA BIANCA COESIVA CON TAMPONE <i>N.1 WHITE SELF-ADHESIVE BANDAGE WITH FOAM COMPRESS</i>
BLK99802-O	N.2 BENDE BIANCHE COESIVE CON TAMPONE <i>N.2 WHITE SELF-ADHESIVE BANDAGE WITH FOAM COMPRESS</i>
BLK99901-O	N.1 BENDA BIANCA COTONE+TAMPONE+CEROTTO <i>N.1 WHITE COTTON BANDAGE WITH FOAM COMPRESS AND PLASTER</i>
BLK99902-O	N.2 BENDA COTONE CON TAMPONE EMOSTATICO <i>N.2 WHITE COTTON BANDAGE WITH FOAM COMPRESS AND PLASTER</i>

Pinze premifistola - *Fistula arm clamp*

Ref: BLK99101

Dispositivo medico impiegato per medicazioni su pazienti sottoposti a iniezione, prelievo del sangue ed emodialisi. Progettato per premere saldamente sulla fistula sul braccio del paziente dopo la rimozione dell'ago.

La superficie liscia non danneggia la pelle del paziente.

Medical device used on patients who will receive an injection, blood drawn or hemodialysis.

Designed to press firmly on fistula on patient's arm after needle removal.

Smooth surface do not damage patient's skin.



Kit procedurali monouso sterili - *Procedural Kits*

Kit attacco - *On Kit*



Descrizione - *Description*

N.2 guanti lattice medium confezionati in coppia - *N.2 latex gloves packed in pairs "medium"*

N.1 traversa assorbente cm. 40x60 - *N.1 absorbent drape cm. 40x60*

N.4 cerotti ipoallergenici pretagliati cm. 15x2,5 - *N.4 plasters hypoallergenic precut cm. 15x2,5*

N.2 salvietta disinfettante in confezione singola - *N.2 wipe disinfectant in single package*

N.1 clamp stringi tubo "a forbice" - *N.1 plastic scissors clamp*

Kit stacco - *Off Kit*



Descrizione - *Description*

N.2 guanti lattice "medium" confezionati in coppia - *N.2 latex gloves packed in pairs "medium"*

N.5 compresse garza confezionate singolarmente cm. 10x10 - *N.5 gauze pads individually packed cm. 10x10*

N.2 benda premifistola cotone con tampone e cerotto - *N.2 cotton bandage with foam compress and plaster*

KNOWMEDICAL

KNOWMEDICAL S.r.l.

Sede legale: Via Verdi, 15 - 46019 Viadana (MN) ITALY

Sede produttiva: Via Guido Rossa, 36 - Zona Industriale Gerbolina - 46019 Viadana (MN) ITALY

Tel. +39 0375 781774 - Fax +39 0375 785933

Web: www.knowmedical.com - E-mail: info@knowmedical.com

Rev. Settembre 2016