



KNOWMEDICAL

Para- e Toracentesi

Artroscopia

Aspirazione

Para- and Thoracentesis

Arthroscopy

Aspiration

Edizione Novembre 2012

La famiglia **EXTENSION LINE** comprende anche set per para- e toracentesi, set per artroscopia e set per aspirazione.

SET PER PARACENTESI E TORACENTESI

Produciamo set completi composti da sacca, tubo 3x4,1 o 4,8x6,8 con rubinetto a tre vie, siringa Luer lock da 60ml e aghi. Oltre che per la capacità della sacca, da 2000ml a 10000ml, i set si differenziano per il tipo di aghi (per para- e toracentesi, ipodermici, cannula o di Verres), per il loro numero, la loro misura e la loro lunghezza.

SET PER ARTROSCOPIA

I nostri set per artroscopia sono composti da un sistema a due perforatori per sacca, con tubi in PVC o PVC DEHP-free collegati ad una vaschetta ad una o due vie, e da un tubo terminale in PVC o silicone con Luer lock o raccordo universale.

SET DI ASPIRAZIONE

Possiamo fornire set di aspirazione composti da tubo in PVC da 200cm a 600cm, nelle misure 5x8, 6x9 o 7x10, con o senza cannula di aspirazione Yankauer. La cannula può essere provvista o meno di foro di controllo e viene venduta anche singolarmente.

EXTENSION LINE

Set paracentesi con sacca circuito chiuso 8 lt.
con aghi 14G - 16G - 18Gx 80 mm. con siringa ml 60 Luer Lock
Sterile and pyrogenfree. Do not use if package is damaged.

Paracentesis set with closed system bag 8 lt.
with needles 14G - 16G - 18Gx 80mm. with syringe ml 60 Luer Lock
Sterile e aprotogeno. Non utilizzare se la confezione non è integra.

REF EL804204-0
LOT SAMPLE
2017-05



KNOW MEDICAL S.r.l.

Via Guido Rossa 36 Zona Industriale Gerbolina - 46019 Viadana (MN) Italy
Phone +39 0375 781774 Fax +39 0375 785933 E-mail: info@knowmedical.com

The **EXTENSION LINE** family also includes sets for para- and thoracentesis, sets for arthroscopy and sets for aspiration.

SETS FOR PARACENTESIS AND THORACENTESIS

We produce complete sets made of bag, tube 3x4,1 or 4,8x6,8 with three way stopcock, Luer lock syringe 60ml and needles. The differences from one set to the other depend on bag volume (from 2000ml to 10000ml) and on needles type (for para- and thoracentesis, hypodermic, canula or Verres), number, size and length.

SETS FOR ARTHROSCOPY

Our sets for arthroscopy include two spikes for bag, with PVC or DEHP-free PVC tube connected to a one way or two ways chamber, ending in a PVC or silicone tube with Luer lock or universal connector.

SETS FOR ASPIRATION

We can supply aspiration sets made of a PVC tube from 200cm to 600cm, diameter 5x8, 6x9 or 7x10, with or without Yankauer aspiration canula. The canula can be with or without check hole and it can be sold separately.



Para- e Toracentesi
Artroscopia
Aspirazione

Para- and Thoracentesis
Arthroscopy
Aspiration



SET PER PARACENTESI E TORACENTESI



Possibilità di richiedere set con i seguenti prodotti:

SACCA DA 2000ml
3000ml
5000ml
8000ml
10000ml

AGO PARATORACENTESI 14G, 16G, 18G, 19G DA 55mm o 80mm
AGO IPODERMICO 14G, 16G, 18G, 19G DA 55mm o 80mm
AGO CANNULA 14G, 16G, 18G DA 45mm

AGO DI VERRÉS 14G
AGO DI VERRÉS 15G

SIRINGA 60ml LUER LOCK

Customized sets built with the following items:

**BAG 2000ml
3000ml
5000ml
8000ml
10000ml**

**PARA/THORACENTESIS NEEDLE 14G, 16G, 18G, 19G - 55mm or 80mm
HYPODERMIC NEEDLE 14G, 16G, 18G, 19G - 55mm or 80mm
CANULA NEEDLE 14G, 16G, 18G - 45mm**

**VERRÉS NEEDLE 14G
VERRÉS NEEDLE 15G**

SYRINGE 60ml LUER LOCK

SETS FOR PARACENTESIS AND THORACENTESIS

EL804010-O

Set per paracentesi composto da sacca di raccolta da 2000ml senza scarico, aghi 14G, 16G e 18G da 80mm e siringa 60ml Luer lock.

Set for paracentesis with 2000ml bag without drain stopcock, with needles 14G, 16G and 18G length 80mm and Luer lock syringe 60ml.

EL804031-O

Set per paracentesi composto da sacca di raccolta da 8000ml senza scarico, ago di Verres 15G e siringa 60ml Luer lock.

Set for paracentesis with 8000ml bag without stopcock, Verres needle 15G and Luer lock syringe 60ml.

EL804033-O

Set per paracentesi composto da sacca di raccolta da 5000ml con rubinetto di scarico, ago di Verres 15G e siringa 60ml Luer lock.

Set for paracentesis with 5000ml bag with drain stopcock, Verres needle 15G and Luer lock syringe 60ml.

EL804122-O

Set per paracentesi composto da sacca di raccolta da 2000ml senza scarico, aghi 14G, 16G e 18G da 55mm e siringa 60ml Luer lock.

Set for paracentesis with 2000ml bag without drain stopcock, with needles 14G, 16G and 18G length 55mm and Luer lock syringe 60ml.

EL804202-O

Set per paracentesi composto da sacca di raccolta da 8000ml con rubinetto di scarico, aghi 14G e 19G da 55mm, ago 16G da 80mm e siringa 60ml Luer lock.

Set for paracentesis with 8000ml bag with drain stopcock, with needles 14G and 19G length 55mm, needle 16G length 80mm and Luer lock syringe 60ml.

EL804203-O

Set per paracentesi composto da sacca di raccolta da 5000ml con rubinetto di scarico, aghi cannula 14G e 16G da 45mm e siringa 60ml Luer lock.

Set for paracentesis with 5000ml bag with drain stopcock, with canula needles 14G and 16G length 45mm and Luer lock syringe 60ml.

EL804211-O

Set per paracentesi composto da sacca di raccolta da 10000ml con rubinetto di scarico, ago di Verres 15G e siringa 60ml Luer lock.

Set for paracentesis with 10000ml bag with drain stopcock, with Verres needle 15G and Luer lock syringe 60ml.

EL804222-O

Set per paracentesi composto da sacca di raccolta da 3000ml senza scarico, aghi 14G, 16G e 18G da 80mm e siringa 60ml Luer lock.

Set for paracentesis with 3000ml bag without drain stopcock, with needles 14G, 16G and 18G length 80mm and Luer lock syringe 60ml.

SET PER ARTROSCOPIA

SETS FOR ARTHROSCOPY



EL095000-O

Set per artroscopia con due perforatori per sacche.
Set for arthroscopy with two spikes for bags.

EL095003-O

Set per artroscopia con due perforatori per sacche e LLG.
Set for arthroscopy with two spikes for bags and rotating MLL.

EL095001-O

Set per artroscopia con due perforatori per sacche e raccordo a Y.
Set for arthroscopy with two spikes for bags and Y connector.

EL095004-O

Set per artroscopia con due perforatori per sacche e due raccordi universali.
Set for arthroscopy with two spikes for bags and two universal connectors.

EL095002-O


Set per artroscopia con due perforatori per sacche, croce con punto iniezione e raccordo universale.
Set for arthroscopy with two spikes for bags, injection site and universal connector.

EL195002-O

Set per artroscopia DEHP-free con due perforatori per sacche, croce con punto iniezione e raccordo universale.
DEHP-free set for arthroscopy with two spikes for bags, injection site and universal connector.

SET PER ASPIRAZIONE

SETS FOR ASPIRATION



PRINCIPALI CODICI

MAIN CODES

EL090120-O

Set aspirazione tubo CH30 200cm con cannula.
Aspiration set tube CH30 200cm with canula.

EL090130-O

Set aspirazione tubo CH30 300cm con cannula.
Aspiration set tube CH30 300cm with canula.

EL090220-O

Set aspirazione tubo CH30 200cm senza cannula.
Aspiration set tube CH30 200cm without canula.

EL090230-O

Set aspirazione tubo CH30 300cm senza cannula.
Aspiration set tube CH30 200cm without canula.

ALTRI CODICI

OTHER CODES

EL090140-O

Set aspirazione tubo CH30 400cm con cannula.
Aspiration set tube CH30 400cm with canula.

EL090260-O

Set aspirazione tubo CH30 600cm senza cannula.
Aspiration set tube CH30 600cm without canula.

EL088120-O

Set aspirazione tubo CH27 200cm con cannula.
Aspiration set tube CH27 200cm with canula.

EL088130-O

Set aspirazione tubo CH27 300cm con cannula.
Aspiration set tube CH27 300cm with canula.

EL086020-O

Set aspirazione tubo CH25 200cm senza cannula.
Aspiration set tube CH25 200cm without canula.

EL086130-O

Set aspirazione tubo CH25 300cm con cannula.
Aspiration set tube CH25 300cm with canula.

CH30 = 7X10mm; CH27 = 6,5x9mm; CH25 = 5x8mm

CANNULE YANKAUER

YANKAUER CANULAS

EL990100-O

Cannula Yankauer CH18 senza foro di controllo.
Yankauer canula CH18 without control.

EL090101-O

Cannula Yankauer CH18 con foro di controllo.
Yankauer canula CH 18 with control.

EL990102-O

Cannula Yankauer CH22 senza foro di controllo.
Yankauer canula CH22 without control.

EL990103-O

Cannula Yankauer CH22 con foro di controllo.
Yankauer canula CH22 with control.



KnowMedical Srl
Via Guido Rossa, 36 - Zona Industriale Gerbolina
46019 - Viadana (MN) Italy
TEL +39 0375 781774
FAX +39 0375 785933
MAIL info@knowmedical.com
SKYPE knowmedical

www.knowmedical.com
shop.knowmedical.com

